

OLYMPUS OTV-SI: procesador de vídeo con fuente de luz fría integrada de 150 vatios ...

Article number: 1003939

2.900,00 €
precio neto



Product description

OLYMPUS OTV-SI: procesador de vídeo con fuente de luz fría integrada de 150 vatios halógena (MD-151), para conectar videoendoscopios: ENF-V2, ENF-VT2, ENF-VQ, o cabezales de cámara: OTV-S7H-N, OTV-S7H-1N. OTV-S7H-1D, de segunda mano

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

