

**KAPS SOM 52, colposcopio móvil,
distancia de trabajo 300 mm, aumento
de 3x a 21x, zoom ...**

Article number: 1003172

2.300,00 €
precio neto



Product description

KAPS SOM 52, colposcopio móvil, distancia de trabajo 300 mm, aumento de 3x a 21x, zoom 0,4 mínimo, 2,5 oculares máximos WF 10x, iluminación halógena 150 vatios, filtro de color, usado

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

