

Sillón ginecológico MEDIELLE, nuevo (3 motores), Medielle está equipado con 3 motores ...

Article number: 1005178

4.725,00 €
precio neto



Product description

Sillón ginecológico MEDIELLE, nuevo (3 motores), Medielle está equipado con 3 motores eléctricos para ajustar la altura, el ángulo del asiento así como el ángulo del respaldo. La altura mínima a 0° es de 590 mm, la altura máxima es de 830 mm. La altura mínima en el ángulo máximo del asiento es de 810 mm, la altura máxima es de 1050 mm. El sillón ginecológico se maneja con un mando manual. El color del tapizado es a elegir. Sin soportes anatómicos para las piernas (deben pedirse por separado), nuevo

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

