

**LEISEGANG 3DLF, colposcopio móvil sobre soporte móvil. Vista binocular recta, distancia ...**

Article number: 1005285

**1.100,00 €**  
precio neto



**Product description**

LEISEGANG 3DLF, colposcopio móvil sobre soporte móvil. Vista binocular recta, distancia de trabajo 400 mm. Aumento de aprox. 5-20x. Iluminación halógena 50Watt. Zoom 7,5 mínimo, 30 máximo, de segunda mano.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

