

ERBE Erbotom T175VET, monopolar y bipolar, potencia HF: corte monopolar 175 vatios, ...

Article number: 1000499

1.100,00 €
precio neto



Product description

ERBE Erbotom T175VET, monopolar y bipolar, potencia HF: corte monopolar 175 vatios, coagulación monopolar 100 vatios, bipolar 50 vatios, ambas funciones, monopolar y bipolar, pueden activarse sin interruptor de pedal, de marca ATENCIÓN: Este aparato está destinado exclusivamente al uso en medicina veterinaria. TODAS LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES, ELECTRODOS MONOPOLARES Y BIPOLARES, 3 INSERTOS DIFERENTES)

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

