

BERCHTOLD Elektrotom 621: aparato de cirugía HF con las siguientes funciones: corte ...

Article number: 1000516

2.390,00 €
precio neto



Product description

BERCHTOLD Elektrotom 621: aparato de cirugía HF con las siguientes funciones: corte eléctrico monopolar con poca escarificación (m x. 200 W) o escarificación media (m x. 150 W), corte eléctrico monopolar hemostático (polipectomía, papilotomía) (m x. 100 W). coagulación de contacto monopolar (m x. 120 W), coagulación forzada (m x. 150 W) y coagulación spray (m x. 90 W). Coagulación bipolar (m x., 95 W). Indicador de rendimiento digital, indicador de servicio, memoria (al desconectar se guarda el último ajuste), usado TODOS LOS APARATOS DE CIRUGÍA DE AF SE SUMINISTRAN CON LOS ACCESORIOS (PLANCHA NEUTRAL, ELECTRODOS MONOPOLARES Y BIPOLARES, 3 INSERTOS DIFERENTES).

-> [Haga clic aquí para entrar al sitio.](#) <-

