

**ERBE APC 300 Proyector de argón para coagulación con argón/plasma.  
Uso solo en ...**

Article number: 1002689

**1.590,00 €**  
precio neto



**Product description**

ERBE APC 300 Proyector de argón para coagulación con argón/plasma. Uso solo en combinación con ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350. Para coagulación con argón/plasma (técnica de coagulación en la que se aplica una corriente AF por medio de argón ionizado en el tejido que se desea coagular), sin reductor de presión, usado

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

