

Valleylab Force FX Aparato de AF controlado por procesador, corte monopolar de 300 W, ...

Article number: 1002705

3.350,00 €
precio neto



Product description

Valleylab Force FX Aparato de AF controlado por procesador, corte monopolar de 300 W, coag. monopolar de 120 W, bipolar de 70 W, usado. TODAS LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES, ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS DIFERENTES).

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

