

Olympus PSD 10-VET. Aparato HF monopolar, el asa puede activarse mediante interruptor de ...

Article number: 1003148

780,00 €
precio neto



Product description

Olympus PSD 10-VET. Aparato HF monopolar, el asa puede activarse mediante interruptor de pie CUT80 W, Blend 55 W Coag 40 W, usado. ESTE APARATO DE CIRUGÍA HF SE ENTREGA CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES, ELECTRODOS MONOPOLARES, 3 APLICACIONES DISTINTAS and FOOTSWITCH) Este artículo está previsto sólo para su uso en veterinaria o exportación.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

