

DRÄGER Photo Therapie 800, con bastidor móvil, para irradiación de luz en la ...

Article number: 1001357

590,00 €
precio neto



Product description

DRÄGER Photo Therapie 800, con bastidor móvil, para irradiación de luz en la incubadora o en la cuna térmica calentada por infrarrojos de los bebés prematuros o los recién nacidos, para disminuir la concentración de bilirrubina en suero (fototerapia), frecuencia: 50 Hz, potencia: 230W, corriente: 2,2 A, carcasa de la lámpara 54 x 25,5 x 20,5cm, usado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

