

**BRAUN Perfusor Compact, muy buen estado, volumen 0,1-99,9ml/h, bolo 800ml/h, batería ...**

Article number: 1001335

**690,00 €**  
precio neto



**Product description**

BRAUN Perfusor Compact, muy buen estado, volumen 0,1-99,9ml/h, bolo 800ml/h, batería nueva, usado. Ese perfusor esta preparado para las jeringas B. BRAUN. Si quiere usarlo con otro tipo de jeringa, informenos por favor! El cambio con posterioridad (despues de la compra) cuesta EUR 55,-

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

