

BRAUN Perfusor fm, muy buen estado, volumen 0,1 hasta 200 ml/h, con batería nueva, usada ...

Article number: 1001337

490,00 €
precio neto



Product description

BRAUN Perfusor fm, muy buen estado, volumen 0,1 hasta 200 ml/h, con batería nueva, usada Este perfusor esta preparado para las jeringas B. BRAUN. Si quiere usarlo con otro tipo de jeringa, informenos por favor! El cambio con posterioridad (despues de la compra) cuesta EUR 55,-

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

