

## Perfusor BRAUN Space, perfusor alimentado por red o por batería (batería nueva), ...

Article number: 1003137

**950,00 €**  
precio neto



### Product description

Perfusor BRAUN Space, perfusor alimentado por red o por batería (batería nueva), incluye cable de carga, caudal para jeringas de 50 ml: 0,1 - 200 ml/h, duración de la batería aprox. 8 horas. También es adecuado para su uso en estaciones espaciales, las jeringas de perfusión usadas de B. Braun están aprobadas como estándar para este perfusor. Si desea que se aprueben otros fabricantes, infórmenos al hacer el pedido. Para una liberación posterior de otros tipos de jeringas, cobramos 55,00 euros a tanto alzado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

