

**FRESENIUS Injectomat MC Agilia
Bomba de jeringa, funciona con
batería y conectado a red, ...**

Article number: 1003631

690,00 €
precio neto



Product description

FRESENIUS Injectomat MC Agilia Bomba de jeringa, funciona con batería y conectado a red, incl. gancho de soporte para goteros. Aprox. 50 tipos de jeringas compatibles. Volumen de transporte de 0,1 a 99,9 ml/h a incrementos de 0,1 ml. Velocidad de bolo 50-1200 ml/h, usada

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

