

CAREFUSION Alaris plus GH, bomba de jeringa, compatible con muchas jeringas desechables ...

Article number: 1005117

690,00 €
precio neto



Product description

CAREFUSION Alaris plus GH, bomba de jeringa, compatible con muchas jeringas desechables estándar de 50ml (Braun Omnifix, BD, Codan, Fresenius, Terumo). Max. Velocidad de infusión con 50ml. Jeringas 0,1ml/h-1200ml/h. Max. Velocidad de bolo 10ml/h-1200ml/h. Precisión del sistema +/-2%. Batería NIMH recargable para hacer funcionar el aparato durante unas 4 horas, segunda mano

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

