

BAXTER EVO IQ LVP VET, bomba de infusión volumétrica para funcionamiento a red o a ...

Article number: 1005170

590,00 € precio neto



Product description

BAXTER EVO IQ LVP VET, bomba de infusión volumétrica para funcionamiento a red o a pilas. Velocidad 0,1-2000ml/h, velocidad de bolo 0,1-2000ml/h. Recomendamos el uso de las líneas de infusión B.Braun Intrafix Safeset, utilizadas. Este artículo está destinado exclusivamente a la medicina veterinaria o a la exportación.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-



Stand: 15.05.2024 Seite 1 von 1