

**FRESENIUS Injectomat TIVA Agilia.
Bomba de jeringa para
funcionamiento con batería y ...**

Article number: 1005291

980,00 €
precio neto



Product description

FRESENIUS Injectomat TIVA Agilia. Bomba de jeringa para funcionamiento con batería y red, incl. garra de sujeción para soporte de infusión. Aprox. 50 tipos de jeringas utilizables. Caudal de 0,1 a 99,9ml/h en incrementos de 0,1ml. Velocidad de bolo de 50-1200 ml. Por favor, tenga en cuenta que la base de datos de medicación debe ser programada por el servicio de campo de Fresenius, de segunda mano

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

