

EICKEMEYER centrífuga de laboratorio, rotor para 8 tubos de muestra 15ml, infinitamente ...

Article number: 1005267

220,00 €
precio neto



Product description

EICKEMEYER centrífuga de laboratorio, rotor para 8 tubos de muestra 15ml, infinitamente variable hasta 4500rpm, temporizador 0-60min. utilizado. ¡¡¡Este artículo sólo puede utilizarse en medicina veterinaria !!!

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

