

Recargo por conversión de nuestro microscopio quirúrgico de iluminación halógena a ...

Article number: 1004492

980,00 €
precio neto



Product description

Recargo por conversión de nuestro microscopio quirúrgico de iluminación halógena a LED: imagen de alto contraste gracias a LED, ajuste de luminosidad sin escalonamiento, color de la luz de 5000 a 5600 Kelvin. Dado que la conversión es un cambio de diseño, este artículo sólo está aprobado para aplicaciones técnicas y veterinarias.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

