

## **DRÄGER IRIS: monitor de anestésicos para el control y la medición continua de la ...**

Article number: 1001817

**580,00 €**  
precio neto



### **Product description**

DRÄGER IRIS: monitor de anestésicos para el control y la medición continua de la concentración de los anestésicos inhalados halotano, enflurano e isoflurano en el suministro de gas nuevo de aparatos de anestesia por inhalación. Intervalo de medición 0 hasta 9,9 vol. %, los límites de medición se pueden ajustar individualmente, usado.

-> [Haga clic aquí para entrar al sitio.](#) <-

