

DRÄGER Spirolog, aparato electrónico para determinar y mostrar los parámetros de ...

Article number: 1001819

290,00 €
precio neto



Product description

DRÄGER Spirolog, aparato electrónico para determinar y mostrar los parámetros de respiración: volumen minuto respiratorio, volumen respiratorio, frecuencia de respiración. Datos técnicos: indicador de volumen minuto respiratorio: 0-25 l/min, indicador de frecuencia: 0 - 60 min⁻¹, indicador de volumen resp.: 0-2 l, volumen resp. mínimo requerido: 0,15 l, avisador: alarma visual y acústica. El aparato está destinado a ser usado en aparatos respiradores y durante la respiración espontánea. Usado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

