

DRÄGER Oxydig: medidor y avisador de O₂ para ser usado en carpas de oxígeno, ...

Article number: 1001821

620,00 €
precio neto



Product description

DRÄGER Oxydig: medidor y avisador de O₂ para ser usado en carpas de oxígeno, incubadoras, aparatos respiradores, aparatos de anestesia etc. Intervalo de medición 0-100 vol.% O₂, cable espiral del sensor extraíble hasta máx. 1,5 m de longitud, dimensiones del instrumento indicador 170 x 93 x 65 mm, peso 0,5 kg, dimensiones del sensor diámetro 40 mm, altura 45mm, alarma visual y acústica al sobrepasar los límites de alarma ajustados individualmente. Usado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

