

PULSION Picco: monitor para el control poco invasivo de parámetros hemodinámicos: ...

Article number: 1001882

980,00 €
precio neto



Product description

PULSION Picco: monitor para el control poco invasivo de parámetros hemodinámicos: rendimiento cardiaco (HZV), índice de función cardiaca (CFI), volumen sanguíneo intratorácico (ITBV), agua pulmonar extravasal (EVLW), rendimiento cardiaco de corrección de pulso (PCHZV), volumen de pulsación (SV), usado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

