

**DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50
vatios, aprox. 75.000 lux, enfocable.
Diámetro del ...**

Article number: 1000656

1.390,00 €
precio neto



Product description

DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 vatios, aprox. 75.000 lux, enfocable. Diámetro del cuerpo de la lámpara 48 cm, campo luminoso: 15 - 26 cm, montaje en techo o pared, con casquillo de mango esterilizable, incl. transformador, de segunda mano

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

