

**Lámpara quirúrgica Martin ML 701.
24V/150Watt , aprox. 80.000Lux.
Focalizable. Incluye ...**

Article number: 1001386

1.850,00 €
precio neto



Product description

Lámpara quirúrgica Martin ML 701. 24V/150Watt , aprox. 80.000Lux. Focalizable. Incluye mango esterilizable y transformador, buen estado, usado. Para montaje en techo a partir de una altura de 260 cm (especifique la altura del techo al realizar el pedido)

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

