

DERUNGS Triango 100-3. Lámpara de quirófano para montaje en techo u opcionalmente en ...

Article number: 1005230

4.190,00 €
precio neto



Product description

DERUNGS Triango 100-3. Lámpara de quirófano para montaje en techo u opcionalmente en pared. Salida de luz: 100000lux/1m, temperatura de color ajustable, campo de luz enfocable 18-28cm, regulable, 3 colores de luz diferentes seleccionables. Al realizar el pedido, indique si desea la instalación en el techo o en la pared (para la instalación en el techo, también necesitamos información sobre la altura de la habitación y si hay un falso techo). NUEVO

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

