

**DERUNGS Triango 100-3 Duo.
Lámpara de quirófano Duo para
montaje en techo. Salida de ...**

Article number: 1005232

5.590,00 €
precio neto



Product description

DERUNGS Triango 100-3 Duo. Lámpara de quirófano Duo para montaje en techo. Salida de luz: 2x 100000lux/1m, temperatura de color ajustable, campo de luz enfocable 18-28cm, regulable, 3 colores de luz diferentes seleccionables. Al realizar el pedido, indique la altura de la sala: Distancia entre el suelo y el techo de hormigón (si tiene un falso techo, especifique también la distancia hasta el techo de hormigón). NUEVO

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

