

Lámpara iris PLANILUX 100, para reconocer con seguridad pequeños contrastes, para ...

Article number: 1001700

180,00 €
precio neto



Product description

Lámpara iris PLANILUX 100, para reconocer con seguridad pequeños contrastes, para mejorar la evaluación de radiografías sobreexpuestas con elevada densidad lumínica, máx. 70.000 CD/qm, oscurecimiento progresivo, diafragma iris de precisión de 5 - 100mm de diámetro sin escalonamientos, fundido con definición de bordes hasta de las zonas más pequeñas de la imagen, como nueva.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

