

Aparato de rayos X veterinario con mesa de rayos X universal, bastidor de acero ...

Article number: 1005286

3.400,00 €
precio neto



Product description

Aparato de rayos X veterinario con mesa de rayos X universal, bastidor de acero inoxidable, tablero de plástico, cajón para cassettes, columna de soporte ajustable longitudinalmente. Dimensiones: 140x60x64cm Altura 207cm Generador Siemens Polymobil II, potencia: 40-90kV (ajustable en 16 pasos), 0,32mAs-200mAs (ajustable en 29 pasos), de segunda mano

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

