

DRÄGER Trajan, Appareil d'anesthésie, encombrement faible, montage mural (fixe ou ...

Numéro d'article: 1001458

1.550,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Trajan, Appareil d'anesthésie, encombrement faible, montage mural (fixe ou mobile grâce à une fixation rapide), d'occasion. - Cet article est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à l'export. - La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

