

DRÄGER Tiberius, Appareil d'anesthésie simple & robuste, bloc de tiroirs, flush O2, ...

Numéro d'article: 1001468

1.750,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Tiberius, Appareil d'anesthésie simple & robuste, bloc de tiroirs, flush O2, d'occasion Surcharge pour crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1004511 La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

