

## Appareil d'anesthésie mural Dr. Müller avec débitmètre pour O2 0,8l-6l, vapeur ...

Numéro d'article: 1003297

**1.680,00 €**  
prix net



### Product description

Appareil d'anesthésie mural Dr. Müller avec débitmètre pour O2 0,8l-6l, vapeur d'isoflurane (neuf) et partie circulaire avec réservoir de lavage, soupape d'entrée et d'expiration, d'occasion. La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

