

DR. MÜLLER Appareil d'anesthésie portable avec débitmètre pour O₂, pouvant être ...

Numéro d'article: 1003830

2.040,00 €
prix net



Product description

DR. MÜLLER Appareil d'anesthésie portable avec débitmètre pour O₂, pouvant être suspendu sur le rail ou posé sur le plateau de table, plus i support en acier inox, d'occasion. Cet appareil est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à l'exportation. La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

