

Heyer Kemperhof avec respirateur ABV-A sur châssis Siemens, peut être utilisé avec les ...

Numéro d'article: 1003988

1.900,00 €
prix net



Product description

Heyer Kemperhof avec respirateur ABV-A sur châssis Siemens, peut être utilisé avec les inhalateurs Selectatec, d'occasion. Cet article est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et l'exportation. La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

