

## Appareil d'anesthésie mobile VÖLKER avec vapeur d'isoflurane, débitmètre et section ...

Numéro d'article: 1004450

**1.390,00 €**  
prix net



### Product description

Appareil d'anesthésie mobile VÖLKER avec vapeur d'isoflurane, débitmètre et section circulaire, y compris chariot et porte-bouteille, d'occasion La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> Cliquez ici pour entrer sur le site. <-

