

Appareil à anesthésie pour animaux de laboratoire Dr. Müller : Appareil d'anesthésie ...

Numéro d'article: 1004573

2.340,00 €
prix net



Product description

Appareil à anesthésie pour animaux de laboratoire Dr. Müller : Appareil d'anesthésie de table portable, monté sur un ensemble de support en acier inoxydable (l x H x P : 35 x 31 x 17 cm). Livré avec le Vet.-Med inhalateur pour isoflurane, NEUF (une tubulure de remplissage est nécessaire pour le remplissage, prix 89,00 EURO, débitmètre (0,1 litre -1 litre), valve à deux sens, soupape de surpression, d'occasion La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

