

**Caisson d'anesthésie pour rongeurs,
en Plexiglas, 300 x 150 x 160 mm,
couverture amovible ...**

Numéro d'article: 1001603

179,00 €
prix net



Product description

Caisson d'anesthésie pour rongeurs, en Plexiglas, 300 x 150 x 160 mm, couvercle amovible avec poignée, 2 raccords standards sur les faces avant (diamètre : 15 mm interne/22 mm externe), neuf

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

