

## Support de vaporisateur Statif pour Dräger Vapore 19.1 et 19.3. Ce support permet de ...

Numéro d'article: 1005212

**375,00 €**  
prix net



### Product description

Support de vaporisateur Statif pour Dräger Vapore 19.1 et 19.3. Ce support permet de fixer un Dräger Vapor sur un tube rond comme par exemple une tige de perfusion. Ce produit n'est pas un produit original Dräger et ne peut donc être utilisé qu'en médecine vétérinaire, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

