

DRÄGER Babylog 2000, Ventilateur pour prématurés et nouveau-nés jusqu'à 6 kg, ...

Numéro d'article: 1000805

1.980,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Babylog 2000, Ventilateur pour prématurés et nouveau-nés jusqu'à 6 kg, fonction de mélange des gaz d'alimentation (oxygène & air comprimé) intégrée, pour les modes de ventilation : vent. contrôlée VPPI, vent. contrôlée intermittente VCI, vent. spontanée avec pression expiratoire positive VS-PEP, avec surveillance de la pression des voies respiratoires Paw, de l'alimentation él. du module de surveillance, de l'alimentation en gaz, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

