

DRÄGER Babylog 8000 : Ventilateur pour prématurés, nouveau-nés et enfants jusqu'à 20 ...

Numéro d'article: 1000806

4.900,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Babylog 8000 : Ventilateur pour prématurés, nouveau-nés et enfants jusqu'à 20 kg de poids corporel, ventilation contrôlée (IPPV), ventilation synchronisée (SIPPV), ventilation obligatoire intermittente (IMV), ventilation obligatoire intermittente synchronisée (SIMV), respiration spontanée sous pression positive des voies aériennes (CPAP), surveillance de la concentration d'O₂ inspirée FiO₂, pression des voies aériennes Paw, débit V, volume minute MV, volume respiratoire VT, dimensions unité de base : (LxHxP) 212x280x390mm, 14,5kg, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

