

DRÄGER Babylog N, Ventilateur d'anesthésie pour bébés animaux de 50 g à 15 kg, ...

Numéro d'article: 1001532

680,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Babylog N, Ventilateur d'anesthésie pour bébés animaux de 50 g à 15 kg, respirateur à débit constant à commande temporelle et/ou déclenchement manuel, pression respiratoire max. : 10 à 60 mbar, pression expiratoire PEP/VS-PEP: 0 à 10 mbar, tps d'insp. : 0,3 à 2 s, tps d'exp. : 0,5 à 6 s, gaz moteur O2 ou air comprimé sans huile : 2 à 6 bar, consommation de gaz max. : 2 l/min, hxlxp : 176 x 212 x 300 mm, poids : 5 kg, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

