

DRÄGER Babylog 2, Ventilateur courte durée pour prématurés ou nouveau-nés pour ...

Numéro d'article: 1001535

780,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Babylog 2, Ventilateur courte durée pour prématurés ou nouveau-nés pour procéder à une ventilation contrôlée (VPPI) avec PEP ou à une ventilation spontanée avec VS-PEP lors du transport ou pour la réanimation, inspiration à commande temporelle/déclenchement manuel, expiration à pression limitée & commande temporelle, pression d'inspiration : 10 à 60 mbar, pression de plateau, pression d'expiration : 0 à 10 mbar, fréquence de ventilation : 10 à 60 /min, gaz moteur O2 ou air comprimé sec sans huile : 2 à 6 mbar, hxlxp : 195 x 120 x 200 mm, avec mélangeur d'O2 DRÄGER Babymix 2, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

