

SIEMENS Servo 900 C, Ventilateur, modes de ventilation : en volume contrôlé, en volume ...

Numéro d'article: 1001554

1.980,00 €
prix net



Product description

SIEMENS Servo 900 C, Ventilateur, modes de ventilation : en volume contrôlé, en volume contrôlé avec soupir, en pression contrôlée, en pression assistée, VACI, VACI + en pression assistée, VS-PEP manuelle, vol. min. : 0,5 à 40 l/min, fréquence resp. : 5 à 120 cycles/min, affichage analogique : pression resp., vol. min. exp., affichage numérique : fréquence resp., concentration O₂, vol. courant insp., vol. courant exp., vol. min. exp., pression de crête, de pause, moyenne, pression de travail max. : 120 mbar, 50x23x32 cm, poids : 19 kg, masse corporelle : dès 10 kg, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

