

DRÄGER Oxylog 2000, Ventilateur de transport, avec accessoires, à commande temporelle, ...

Numéro d'article: 1001559

2.450,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Oxylog 2000, Ventilateur de transport, avec accessoires, à commande temporelle, à volume constant, pour patients à partir d'un volume courant de 100 ml. Modes de ventilation : VPPI/ VACI/VS-PEP. 1:E variable, aussi IRV, avec valve PEP intégrée : 0 à 15 mbar. Interrupteur Air mix/No air mix, mesure du volume expiratoire intégrée avec affichage, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

