

## DRÄGER CF 800 Continuous Flow CPAP System, Débitmètre pour O2 et air, soufflet pour ...

Numéro d'article: 1002244

**680,00 €**  
prix net



### Product description

DRÄGER CF 800 Continuous Flow CPAP System, Débitmètre pour O2 et air, soufflet pour ventilation manuelle incl., avec dispositif de serrage pour fixation à un rail, pour la VS-PEP et thérapie O2 chez l'adulte et l'enfant à partir de 3 kg, pour assister la respiration spontanée, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

