

Ventilateur d'urgence et de transport DRÄGER Oxylog 3000. Modes de ventilation : ...

Numéro d'article: 1002505

5.900,00 €
prix net



Product description

Ventilateur d'urgence et de transport DRÄGER Oxylog 3000. Modes de ventilation : IPPV/IPPVAssist SIMV/ASB, BIPAB/ASB. Y compris la surveillance (pression des voies aériennes, Paw, MV, apnée). y compris le jeu de tuyaux, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

