

DRÄGER Ventilog C : Appareil ventilatoire d'anesthésie, actionneur pneumatique, ...

Numéro d'article: 1003341

1.480,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Ventilog C : Appareil ventilatoire d'anesthésie, actionneur pneumatique, fréquence de ventilatoire : 6 - 60 / min, Rapport I/E : 1:1, 1:2, 1:3 Débit inspiratoire : 20 à 80 l/min à 20 mbar Volume de compression 30 à 150 ml (soufflet pour enfants) 100 à 1400 ml (soufflet pour adultes) volume par minute max 25 L/min, alimentation en gaz comprimé jusqu'à 2 bar (O₂ ou air comprimé sans huile), 16 L / min, d'occasion... Le petit soufflet n'est pas compris dans le prix, à utiliser uniquement avec COSY SYSTEM !, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

