

MELAG ME01081 Kit de nettoyage de la cuve pour un nettoyage puissant des autoclaves ...

Numéro d'article: 1005153

39,00 €
prix net



Product description

MELAG ME01081 Kit de nettoyage de la cuve pour un nettoyage puissant des autoclaves (cuve, couronne de porte, support) élimine les résidus gras et huileux. Le set comprend un vaporisateur avec 500 ml de nettoyant, un chiffon en microfibras et des serviettes en papier, neuf

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

