

**WEBECO A65, stérilisateur à vapeur
avec générateur de vapeur intégré.
Chambre ...**

Numéro d'article: 1005297

10.900,00 €
prix net



Product description

WEBECO A65, stérilisateur à vapeur avec générateur de vapeur intégré. Chambre cylindrique pouvant accueillir 1 unité de stérilisation (UTS). Équipé en standard de 5 programmes (programme textile, programme pour produits thermolabiles, programme rapide, programme spécial, programme prions) ainsi que de 2 programmes de test. Espace utile 340x340x 600mm, 75 litres d'espace utile. Poids 330kg, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

