

## **DINAMAP Procare 300 : Tensiomètre, affichage de la pression artérielle systolique et ...**

Numéro d'article: 1004367

**320,00 €**  
prix net



### **Product description**

DINAMAP Procare 300 : Tensiomètre, affichage de la pression artérielle systolique et diastolique, fréquence cardiaque. Limites d'alarme réglables. Fonctionnement sur batterie ou sur secteur possible. Y compris chargeur secteur, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

